

## Patienteninformation- und Kommunikationssystem

Fernsehen



Radio

Zeitungen +  
Magazine



0


Einschieben des iPads in die vorgesehene Halterung am Nachttisch.



1

## Start

Mit dem runden Knopf unterhalb des Displays starten Sie das iPad.



## 2 Gerät zurücksetzen

Sofern das Gerät **nicht zurückgesetzt** wurde, werden Sie aufgefordert einen **Code** einzutippen. Tippen Sie in das leere Feld und tippen dann über die eingeblendete Tastatur dreimal einen beliebigen Code ein.

Der folgende **Ladevorgang** kann **bis zu 2 Minuten** dauern!



## 3 Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Dies hat keine Auswirkung auf die Sprache der installierten Programme.



## 4 Land

Wählen Sie hier „**Deutschland**“ aus. So wird Ihnen immer die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum angezeigt.

## 5 Konfiguration

Tippen Sie bitte auf die Schaltfläche „**Manuell konfigurieren**“.



## 6 „Entfernte Verwaltung“

Tippen Sie hier bitte oben rechts auf „**weiter**“.

Der **Ladevorgang** kann **einen Moment** dauern.



## 7 Code

Überlegen Sie sich einen mindestens 4-stelligen Code, den Sie sich gut merken können.



Geben Sie den Code ein weiteres mal ein, um diesen zu bestätigen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Entertaste.

## 8 Ortungsdienste

Im letzten Schritt tippen Sie auf „Ortungsdienste aktivieren“.



## 9 ConnectedCare

Tippen Sie nun auf die Kachel „ConnectedCare“. Viel Freude bei der Nutzung von PIKS.

## NOCH FRAGEN?

Bei Fragen und Problemen mit dem iPad ist unsere Hotline für Sie zu erreichen.  
**07071 29 - 81818**