

Institut für Pathologie und Neuropathologie

Abteilung Neuropathologie

Ärztliche Direktorin: Prof. Dr. M. Neumann

Calwerstr.3 - D-72076 Tübingen Telefon: 07071 / 29 - 82283 Telefax: 07071 / 29 - 4846

neuropathologie@med.uni-tuebingen.de

Hinweise zu Entnahme und Versand von Nervengewebe

Entnahme

- Für die Nervenbiopsie wird in der Regel der Nervus suralis gewählt. Hierbei wird proximal des lateralen Malleolus, etwa zwischen mittlerem und unterem Drittel der Fibula, ein 3-5 cm langes Nervenfragment entnommen.
- Gewebe bei Entnahme möglichst schonend behandeln und Quetschungen sowie Dehnungen des Nerven unbedingt vermeiden. Nervengewebe ist extrem anfällig für Artefakte.

Versand

Variante 1:

Am besten ist es, wenn Sie uns den nativen, unfixierten Nerven unverzüglich nach Entnahme per Kurier oder Taxi schicken können (akzeptable Transportzeit ~1-2 h). Hierzu sollte das Gewebe in einer feuchten Kammer versandt werden. Geeignet ist hierfür zum Beispiel eine Plastik-Petrischale mit einem mit Ringerlösung oder physiologischer Kochsalzlösung angefeuchteten Tupfer, auf den das Nervenfragment gelegt wird.

Anmeldung und Annahme von nativen Gewebeproben

Labor: 07071/29-8 48 17 Montag – Freitag Uhrzeit 8:00-15:30

Variante 2:

Ist ein unverzüglicher Transport nicht möglich, muss das Gewebe vor Ort wie folgt aufgeteilt werden:

Für Elektronenmikroskopie:

Ein mindestens 1 cm langes Fragment unmittelbar nach Exzision in EM-Fixierlösung geben (2.5 % Glutaraldehyd in Sörensen-Puffer, Lösung kann bei uns angefordert werden).

Für Lichtmikroskopie:

Ein ca. 1 cm langes Fragment in 4% Formalin (PBS gepuffert).

Optional: Für Biochemie und Molekulargenetik:

Je nach Fragestellung kann es möglich sein, dass darüber hinaus biochemische oder genetische Untersuchungen gewünscht werden. Hierzu muss ein ca. 1 cm langes Fragment nativ, d. h. ohne jegliche Fixierung, in flüssigem Stickstoff tiefgefroren werden und dann auf Trockeneis per Kurier versandt werden.

Bitte beachten:

Der Versand von Gewebeproben in Glutaraldehyd muss als Gefahrstofftransport angemeldet werden und kann nur durch spezielle Kuriere z. B. TNT, durchgeführt werden.

Weitere Auskünfte

Montag - Freitag Uhrzeit 8:00-16:30 Sekretariat: 07071/29-82 283

Steuer-Nr 86156/09402

USt-ID: DF 146 889 674