

Durchführung von Urinuntersuchungen bei Verdacht auf Steinleiden bei Windelträgern

Der Untersuchung muß eine Vorstellung in unserer kindernephrologischen Ambulanz voraus gehen.


Bei dieser Vorstellung erhalten Sie von uns folgendes:


- Mehrere Urinbeutel (wir zeigen Ihnen während der ambulanten Vorstellung gerne, wie diese anzubringen sind)
- 5 Monovetten, in die schon eine kleine Menge von Thymol gegeben wurde
- 5 Versand-Röhrchen
- 5 Laborscheine
- Versandschachtel


Bitte gewinnen Sie mit den mitgegebenen Materialien an 5 verschiedenen Tagen zu 5 verschiedenen Uhrzeiten jeweils eine Urinprobe. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1.) Urinbeutel kleben.
- 2.) Mindestens 5 ml Urin aus dem Urinbeutel in eine der Monovetten aufziehen (auch das zeigen wie Ihnen gerne bei der ambulanten Vorstellung).
- 3.) Barcode-Kleber von Laborschein auf Monovette kleben. Für jede Urinprobe einen NEUEN Schein verwenden!
- 4.) Monovette in Versand-Röhrchen und an einem dunklen, trockenen Ort lagern bis alle Proben gesammelt sind.
- 5.) Wenn alle 5 Proben gesammelt sind, kommen alle 5 zusammen mit den 5 Laborscheinen in die Versandschachtel.
- 6.) Packet direkt an Labor Wisplinghoff schicken (Adresse ist bereits auf der Versandschachtel angegeben bzw. auf den Laborscheinen zu finden).

Thymol: Riecht sehr intensiv, ist aber nicht gesundheitsschädlich, solange es nicht getrunken wird. Daher bitte gut verstauen!

1. 

2. 

3. 

4. Neue Monovette
= Neuer Schein