

Durchführung eines Wangenschleimhautabstrichs

Wichtiger Hinweis: Eine Stunde vor dem Wangenschleimhautabstrich bitte nichts mehr trinken oder essen, Zähneputzen, nicht rauchen oder Kaugummi kauen.

1. Beschriften Sie eines der kleinen Probenröhrchen mit Namen, Vornamen und Geburtsdatum der Testperson. Stellen Sie das Probenröhrchen geöffnet bereit.
2. Entnehmen Sie einen der eingeschweißten, sterilen Abstrichtupfer ohne das gezackte Ende zu berühren. Reiben Sie mit der gezackten Seite des Abstrichtupfers ca. 15 Mal mit starkem Druck über Innenseite einer Wange, möglichst am oberen Ende auf Höhe des Oberkiefers.
3. Schieben Sie nun durch Druck auf das obere Ende des Griffs den Abstrichtupfer in das bereitgestellte Probenröhrchen und verschließen Sie dieses.
4. Verfahren Sie mit dem zweiten Abstrichtupfer auf die gleiche Weise und führen den Wangenschleimhautabstrich an der anderen Wange durch.

